

IPD Scanbody




NT Scanbody



BE SIMPLY DIGITAL

INPUT



OUTPUT

Multi Unit



Titanbasen



DIM Analog



preform Blank



Digital Analog



Kronen & Brücken



Direkt Implantat



coming soon

coming soon

Knallheißer Sommerabbatt

Staffelpreise mit einer einmaligen Ersparnis von

35%




**IPD Dental Group
und
DENTALimpulse
machen Ihnen
ein besonderes
Angebot**

Als langjähriger Partner der NT Trading GmbH & Co. KG freuen wir uns, Ihnen mit dem Nachfolger, der IPD Dental Group, ein attraktives Labor-Paket geschnürt zu haben.

**Sprechen Sie
uns an, wir
beraten
Sie gern!
Hotline**


040 25 77 67 570

BEIM KAUF VON:



Im Wert von 864,- Euro

ERHALTEN SIE KOSTENLOS DAZU:



Im Wert von 468,- Euro

Listenpreis für diese 35 Teile: 1332,- € Ihr Rabattpreis: 864,- €

Angebot begrenzt auf einen Kauf pro IPD Neukunde. Keine MwSt. im Angebot enthalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB's).
Angebot gültig bis 30.09.2024. *wählbar mit oder ohne Rotationsschutz.



**Scan
Abutment
Präzision,
Passform
und Zuver-
lässigkeit**

Ein System mit allen Möglichkeiten: Revolutionäres, hochpräzises Scan-Abutment, das den Zugang zu einem vollständig integrierten digitalen Workflow ermöglicht. Ein Scan-Abutment, geeignet für intraorale und für Desktop-Scanner, ermöglicht es, Gerüste auf Implantatniveau zu erstellen, sowie Zugang zu unserem Custom Titanbasen System oder den einzigartigen hochpräzisen 3D-gedruckten Modellen zu erhalten.

**Custom Titanbasen System
Das flexibelste und viel-
seitigste auf dem Markt**

Die Auswahl einer geeigneten Titanbase, mit oder ohne Rotationsschutz, ist für jeden klinischen Fall und Restauration entscheidend für den langfristigen Erfolg.



**Digital Analog
Das stabilste & präziseste**

Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim 3D-Druck. Das innovative Design des Digital Analogs, gewährleistet die exakte Positionierung in einem 3D-Druckmodell. Zwei Fixierungsschrauben, eine seitlich und eine unten im 3D-Druckmodell positioniert, sorgen dafür, dass das Analog in der richtigen Position sitzt. Die seitliche Schraube ermöglicht auch die Verwendung eines Artikulators, ohne Verlust des Bissregistrats.